

## Complement C4

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 947

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 8.0  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar het labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.10-0.40 g/L

0.10-0.40 g/L

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% Bilirubine (40 mg/dl)  
Interferentie 5% Hb (5mg/dl), Interferentie 10% Lipemische(500mg/dl)  
Troebel monster! Atypische resultaten mogelijk

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541155  
Nomenclatuur: 541155 - 541166 B 125 Dosereren van C4 met een immunologische methode #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur