

## Amylase

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 204 of AMYL

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Kinetische colorimetrie bij 410nm (IFCC)  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4 u  
Urgentie: 90 minuten  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

28-100 U/L

28-100 U/L

## Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)  
Interferentie 10% voor Hb (5g/L)  
Interferentie 3% voor Lipemie (1000mg/dl)

Anticoagulantia zoals citraat, oxalaat, EDTA moeten vermeden worden (reagens bevat calcium)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

541612

Nomenclatuur:

541612 - 541623 B 125 Dosereren van amylasen #(Maximum 1)  
(Cumulregel [337](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur