

Transthyretine (=Prealbumine)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 260

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 180.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.20-0.40 g/L

0.20-0.40 g/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (225mg/dl TG)
Sterke lipemische stalen vermijden
Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540993
Nomenclatuur: 540993 - 541004 B 125 Doseran van prealbumine
(transthyretine) met een immunologische methode #(Maximum
1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-02-06

Thierry Braeckevelt