

Transferrine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 944 of TRFE.SI

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine plasma of EDTA plasma
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit:
Transportcondities:
Bewaring: 21 dagen bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800.1 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 uur
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

4 d	1.30-2.75 g/L	1.30-2.75 g/L
4 d-10 j	2.03-3.60 g/L	2.03-3.60 g/L
10 j-130 j	2.00-3.60 g/L	2.00-3.60 g/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans