

Transferrine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 944 of TRFE.SI

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine plasma of EDTA plasma
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 240.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800.1 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90 min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
4 d	1.30-2.75 g/L	1.30-2.75 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
4 d-10 j	2.03-3.60 g/L	2.03-3.60 g/L
> 10 j	2.00-3.60 g/L	2.00-3.60 g/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541030
Nomenclatuur: 541030 - 541041 B 125 Doseran van transferrine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [16](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau