

Anti Xa-activiteit (Arixtra-dal)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: FXa.Arixtra.dal
158

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Ingevroren
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: Chromogeen - Kinetic OD/min STAC-STAR
Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd (dagen):
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.1-0.4 µg/mL	0.1-0.4 µg/mL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 553313
Nomenclatuur: 553313 - 553324 B 1000 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [107](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-01-07

Justine Platteau