

## Angiotensine conv. enzyme

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: ACE of Angiotensine convertend enzyme (ACE)

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 300µl  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Turbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: Maandag tot vrijdag  
Antwoordtijd (dagen): 2  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
17 j	29-112 U/L	29-112 U/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 17 j	20-70 U/L	20-70 U/L

### Extra informatie

Restricties: EDTA inhibeert de ACE activiteit en is dus NIET geschikt

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541995  
Nomenclatuur: 541995 - 542006 B 200 Dosereren van angiotensine convertie  
enzyme (Kininase 2) #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-08-13

Sandrine De Riemaecker