

25 Hydroxy vitamine D

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 952

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)
Minimum volume: 500µl
Transportcondities: 72 uur bij kamertemperatuur
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	30.0-100.0 ng/mL	30.0-100.0 ng/mL

Extra informatie

Restricties:

Deze regel geldt enkel voor dialysepatiënten.
HAMA, RF, endogene ALP, fibrine, ... interferentie mogelijk
Staal met streke hemolyse en/of lipemie vermijden
Interferentie 10% bij TG bij 3280 mg/dl, 50mg/dl Hb en 40 mg/dl Bili.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans