

Homocysteïne (basaal)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 151

Staal

Patiëntvoorbereiding: Patiënt moet nuchter zijn
Voorkeurstaaltype: Homocysteïne tube
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 750 µl
Transportcondities: Transport zonder koeling mogelijk
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzymatisch
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 2
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

12.00 µmol/L

12.00 µmol/L

Extra informatie

Restricties: Voor een goede interpretatie van de resultaten is het noodzakelijk om vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur vóóraf in plasma te bepalen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542253
Nomenclatuur: 542253 - 542264 B 1000 Dosereren van homocyst(e)ine in plasma met een specifieke methode #(Maximum 1)(diagnoseregel [55](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans