

HIV viral load

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: HIV.rna.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma
Minimum volume: 2.5 ml
Transportcondities: Gekoeld verzenden (2-8°C) met een maximum transporttijd van 24u. Indien transport mogelijk langer dan 24u (bvb weekend), gelieve ingevroren te verzenden op droog ijs
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: Abbott Alinity m HIV-1
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Maximaal 24 uur bij kamertemperatuur
Maximaal 3 dagen bij 2-8°C
Langer dan 3 dagen: invriezen bij -20°C/-70°C

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.