

HIV Ag/As confirmatie

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: HIV1.2.as.conf.eia

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: EDTA plasma
Minimum volume: 2,5 ml
Transportcondities: Staal zo snel mogelijk afcentrifugeren en aliquoteren.
Gekoeld transport bij 2-8°C. Indien transport langer dan 1 dagn, ingevroreren verzenden op ijs.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: Chemiluminescentie Alinity immunoassay (Abbott)
ROCHE Cobas e801 - Micropartikel Immunoassay
Immunoassay - Sandwich - Electro Chemie Luminescentie (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551736
Nomenclatuur: 551736 - 551740 B 250 Opzoeken van HIV - antilichamen
#(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.