

IA-2 as (IA-2A)

Aanvraag

Synoniemen: Proteïne tyrosine fosfatase as
Aanvraag code LIS: IA2.as

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren
Alternatief Staaltype: Geen voorbereiding vereist
Minimum volume: 2 ml
Transportcondities: 1) verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur .
2) verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren op -15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel (S*)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: VUB Academisch Ziekenhuis
Toestel:
Uitvoeringsfrequentie: 1 tot 3x/week
Antwoordtijd (dagen): 30
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Nee
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam: IA2.as
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.00 IU/mL	10.00 IU/mL

Extra informatie

Restricties: Op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), glutamaatdecarboxylase (GADA), IA-2 (IA2A) en zink transporter 8 antilichamen (ZnT8A) bepaald worden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 438034,555973
Nomenclatuur: 438034 - 438045 B 600 Doseren van insuline antilichamen
#(Maximum 1) (Cumulregel [120](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

555973 - 555984 B 450 Titreeren van antiweefselantilichamen
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [26](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans