

Digoxine

Aanvraag

Synoniemen: Lanoxin
Aanvraag code LIS: 840

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 90.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.0-2.0 µg/L

1.0-2.0 µg/L

Extra informatie

Restricties: Vermijd gehemolyseerde stalen
Minstens 6u na toediening (lieft dal)
Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.
Cross-reactivity: Digitoxine 2.9%, Digitoxigenin 1.9%,
Digoxigenin 68.4 % (andere : verwaarloosbaar)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548192
Nomenclatuur: 548192 - 548203 B 350 Dosereren van een of meer
cardiotonische heterosiden #(Maximum 1)(Cumulregel [223](#), [227](#)
) (Diagnoseregul [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau