

## Insuline auto-as (IAA)

### Aanvraag

Synoniemen: IAA  
Aanvraag code LIS: 238;  
INSU.as.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 2 ml  
Transportcondities: 1) verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden. Transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur  
2) verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden. Bewaren op -15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: VUB Academisch Ziekenhuis  
Toestel: Gammateller WIZARD 1470 / Perkin Elmer Life Sciences -  
Liquid phase radiobinding assay  
Uitvoeringsfrequentie: 1-3x/week  
Antwoordtijd (dagen): 30  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.60 %	0.60 %

### Extra informatie

Restricties: Hemolyse vermijden

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 438034  
Nomenclatuur: 438034 - 438045 B 600 Doseren van insuline antilichamen  
#(Maximum 1) (Cumulregel [120](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans