

Kruisproef

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: ECL

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype: EDTA-plasma
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: OrthoVision
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: dr. Braeckevelt

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

compatibel

compatibel

Extra informatie

Restricties: Serum/plasma moet vrij zijn van deeltjes die de filterfunctie van de gel bij het centrifugeren kunnen verstoren ? problemen kunnen vermeden worden door het serum/plasma 10 min. te centrifugeren bij 1500 g
Bloedgroep moet 2x gekend zijn vooraleer een kruisproef kan worden uitgevoerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555111
Nomenclatuur: 555111 - 555122 B 200 Compatibiliteitstest voor transfusie met tenminste een indirecte antiglobulinetest, per erythrocytenconcentraat (Cumulregel [108](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans