

Valproïnezuur

Aanvraag

Synoniemen: Depakine
Aanvraag code LIS: 993

Staal

Patiëntvoorbereiding: Neem staal af juist VOOR volgende toediening.
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: 2 dagen bij KT
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Homogene enzymatische immunoassay (competitie)
CEDIA-technologie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50-100 mg/L

50-100 mg/L

Extra informatie

Restricties: Geen interferentie met Bili (1026 μ mol/L), Hb (10g/L), TG (11.3mmol/L), TP (100g/L, RF (200 IU/ml), IgA (7.9g/L), IgG (43g/L), IgM (8.4g/L)

Interferentie met ? geneesmiddelen (bijsluiter)

HAMA kunnen interfereren
(bijsluiter – internet Thermo Fisher Valproic acid)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548096
Nomenclatuur: 548096 - 548100 B 350 Dosereren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau