

## Myoglobine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 241

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 540 µl  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar te bepalen labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Nefelometrie  
Uitvoeringsfrequentie: Op maandag en donderdag  
Antwoordtijd (dagen): 5  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

70 µg/L

70 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	17-106 µg/L	14-66 µg/L

### Extra informatie

Restricties: Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.  
Interferentie met bepaalde geneesmiddelen (zie bijsluiter).

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540013  
Nomenclatuur: 540013 - 540024 B 200 Doseran van myoglobine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [10](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans