

Lupus anticoagulans (confirm)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 233

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Citraat (2x)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 2 ml
Transportcondities: Ingevroren plasma, dubbel afcentrifugeren
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Stolmethode / STAC-STAR
Uitvoeringsfrequentie: 1x/2weken
Antwoordtijd (dagen): 3 weken
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief

negatief

Extra informatie

Restricties: De test wordt uitgevoerd op plaatjesarm citraatplasma: minder dan 10.000 plaatjes/mm³

Coumarinetherapie, NOAC's, standaard heparine en andere individuele afwijkingen van de stollingsfactoren interfereren met de bepaling van LA

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 554072
Nomenclatuur: 554072 - 554083 B 800 Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum twee testsystemen) #(Maximum 1) (Diagnoseregel [106](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans