

Organische zuren fracties

Aanvraag

Synoniemen: 5-oxoproline en pyroglutamaat
Aanvraag code LIS: ORZ.URI

Staal

Patiëntvoorbereiding: Klinische gegevens en geneesmiddelen toegediend gedurende de 3 voorafgaande dagen vermelden
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 10 ml
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo, diepgevroren
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Gaschromatografie - massaspectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: 1x/4weken
Antwoordtijd (dagen): 46
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Staal dient gecontroleerd te worden op bacteriële contaminatie.
Indien pH ≥ 9 : analyse wordt niet uitgevoerd.
Indien pH $> 8,5$ EN nitraat positief: analyse wordt niet uitgevoerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543071
Nomenclatuur: 543071 - 543082 B 3000 Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie #(Maximum 1)(Cumulregel [345](#)) (Diagnoseregel [40](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.