

Oxaalzuur/24u

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 543

Staal

Patiëntvoorbereiding: 24 uurs collectie
Voorkeurstaaltype: 24 uurs urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 50 ml
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Hoge resolutie gaschromatografie - vlamionisatie detectie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 9
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	45.0 mg/24u	45.0 mg/24u

Extra informatie

Restricties: Een urinaire pH > 8,0 kan wijzen op bacteriële contaminatie. Dit kan de oxaalzuur concentratie beïnvloeden. De analyse kan bijgevolg niet worden uitgevoerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543572
Nomenclatuur: 543572 - 543583 B 600 Doseren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans