

Meningitis PCR

Aanvraag

Synoniemen:	Encephalitis screening Enterovirus PCR Herpes Simplex PCR
Aanvraag code LIS:	Meningitis_PCR

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Draag steeds handschoenen en een mondmasker bij uitvoering van lumbaalpunctie en staalverdeling, gezien de meeste van de kiemen die geamplificeerd worden ook in speeksel aanwezig kunnen zijn, en het CSV dus vals kunnen positieveren via druppelcontaminatie
Voorkeurstaaltype:	Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	2 ml
Transportcondities:	Transport binnen de 24 uur na afname, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C of bij -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbiologie

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Sint-Jan
Toestel:	Filmarray (Biofire via Biomérieux)
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	2
Urgentie:	Bij hoge urgentie: 90 min vanaf aankomst in het AZ Sint-Jan
Terugbetaling via RIZIV:	Ja binnen artikel 24bis
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	QCMD
Retam:	

Verantwoordelijke: dr. Marijke Reynders (Brugge)

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.