

Alfa 2 globuline

Aanvraag

Synoniemen: Electroforese CSV
Aanvraag code LIS: Panel eiwitelectroforese CSV: 908

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Capillarys 3 Octa - Capillaire elektroforese
Uitvoeringsfrequentie: 1x/2weken
Antwoordtijd (dagen): 2 weken
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3.1-10.3 %

3.1-10.3 %

Extra informatie

Restricties: Kijk goed naar de vorm van de Gamma, deze moet een Gauscurve vormen. Bij vervormingen kan dit wijzen op een monoklonale piek.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544132
Nomenclatuur: 544132 - 544143 B 400 Electroforese van proteïnen met curve en berekening #(Maximum 1) (Cumulregel [31](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans