

Begin hemolyse

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: osmotische resistentie: 138

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Heparine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 2 ml
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Visuele meting: computer "OSMR" - Het meten van de osmotische fragiliteit van erythrocyten
Uitvoeringsfrequentie: 1x/dag
Antwoordtijd (dagen): 24u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.45-0.50 g/dL NaCl	0.45-0.50 g/dL NaCl

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 553254
Nomenclatuur: 553254 - 553265 B 175 Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans