

## Cyclosporine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 10010

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200 µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: COBAS E411 - Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 4u  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	85-250 µg/L	85-250 µg/L

### Extra informatie

Restricties:	Geen interferentie bij bili60mg/dl, Hct15-60%, Alb12g/dl, Chol500mg/dl, HAMA 50µg/ml, IgG12g/dl, RF500IU/ml, UZ20mg/dl Sterke interf. met Itraconazole
--------------	---

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548413
Nomenclatuur:	548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel <a href="#">40</a> , <a href="#">227</a> )(Diagnoseregel <a href="#">46</a> , <a href="#">51</a> ) Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-02-28	Justine Platteau
------------	------------------