

Benzodiazepine + metabolieten

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel Toxicologische screening urine: 54321

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 2.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Triage
 Fluorescentie immunoassay
 Competitieprincipe
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

200 ng/mL

200 ng/mL

Extra informatie

Restricties: Geen significante interferenties gekend

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547794
Nomenclatuur: 547794 - 547805 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 5)(Cumulregel [73](#))(diagnoseregul [49](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau