

Antidepressiva

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel Toxicologische screening urine: 54321

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Urine

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 200 µl

Stabiliteit (dagen): 2.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Triage
Fluorescentie immunoassay
Competitieprincipe

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 1

Urgentie: 90 min.

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Nee

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1000 ng/mL

1000 ng/mL

Extra informatie

Restricties: Geen significante interferenties gekend

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547794
Nomenclatuur: 547794 - 547805 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 5)(Cumulregel [73](#))(diagnoseregul [49](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau