

Antidepressiva

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Panel Toxicologische screening urine: 54321

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit:
Transportcondities:
Bewaring: 1 week bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Triage
 Fluorescentie immunoassay
 Competitieprincipe
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1000 ng/mL	1000 ng/mL

Extra informatie	
Restricties:	Geen significante interferenties gekend

Overheidsinformatie
RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd	
2025-03-03	Justine Platteau