

## pH

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel spermatozoa telling/mobiliteit : 772

### Staal

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patiëntvoorbereiding:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen.</li> <li>- Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren.</li> <li>- Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen.</li> <li>- Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje.</li> <li>- Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo ( binnen het uur)</li> <li>- Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden.</li> <li>- Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)</li> </ul> |
| Voorkeurstaaltype:     | Sperma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternatief Staaltype: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimum volume:        | Een druppel per onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transportcondities:    | Binnen het uur afgeven in het labo en bewaren tussen 20°C en 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afname instructies:    | <a href="#">Klik hier voor afname instructies</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Analyse

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Uitvoerend Labo:         | AZ Glorieux             |
| Toestel:                 | Microscopisch onderzoek |
| Uitvoeringsfrequentie:   | 24u/24u                 |
| Antwoordtijd (dagen):    | 8 u                     |
| Urgentie:                |                         |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja                      |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Accreditatie:      | Nee                 |
| EKE deelname:      | Ja                  |
| Retam:             |                     |
| Verantwoordelijke: | Braeckevelt Thierry |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd    | Mannen | Vrouwen |
|-------------|--------|---------|
| >7.2 Blanco |        |         |

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans