

Rode bloedcellen

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 100

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype: Lithium heparine of citraat
Minimum volume: 150 µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: 4 dagen bij kamertemperatuur
7 dagen bij 2-8°C
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: XN 3000 - Elektrische impedantie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d	3.90-5.50 x10 ⁶ /μL	3.90-5.50 x10 ⁶ /μL
1 d-3 d	4.00-6.60 x10 ⁶ /μL	4.00-6.60 x10 ⁶ /μL
3 d-1 wk	3.90-6.30 x10 ⁶ /μL	3.90-6.30 x10 ⁶ /μL
1 wk-2 wk	3.60-6.20 x10 ⁶ /μL	3.60-6.20 x10 ⁶ /μL
2 wk-1 md	3.00-5.40 x10 ⁶ /μL	3.00-5.40 x10 ⁶ /μL
1 md-2 md	2.70-4.90 x10 ⁶ /μL	2.70-4.90 x10 ⁶ /μL
2 md-6 md	3.10-4.50 x10 ⁶ /μL	3.10-4.50 x10 ⁶ /μL
6 md-2 j	3.70-5.30 x10 ⁶ /μL	3.70-5.30 x10 ⁶ /μL
2 j-12 j	4.00-5.20 x10 ⁶ /μL	4.00-5.20 x10 ⁶ /μL
12 j-18 j	4.50-5.30 x10 ⁶ /μL	4.10-5.10 x10 ⁶ /μL
18 j-44 j	4.30-5.70 x10 ⁶ /μL	3.80-5.10 x10 ⁶ /μL
44 j-64 j	4.20-5.60 x10 ⁶ /μL	3.80-5.30 x10 ⁶ /μL
> 64 j	4.50-5.90 x10 ⁶ /μL	4.00-5.20 x10 ⁶ /μL

Extra informatie

Restricties: Interferentie mogelijk bij: koude agglutines, RBC-aggregaten, micro-RBC, gefragmenteerde RBC's, hyperleucocytose (>100x10³/μl), reuze-BLT (PLT > 1x10⁶/μl)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 127035
 Nomenclatuur: 127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

Copyright © 2026 All rights reserved.