

Extra informatie

Restricties: Bij verhoogde WBC en bloedirige stalen kan men het aantal WBC corrigeren.
WBC gecorrigeerd = getelde WBC - verwachte WBC
Verwachte WBC = WBC bloed x RBC SV / RBC bloed

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550771
Nomenclatuur: 550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van
punctievloeistoffen met tellen van de leucocyten en
leucocytenformule #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans