

Normale vormen

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 773

Staal

Patiëntvoorbereiding:	<ul style="list-style-type: none">- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen.- Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren.- Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen.- Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje.- Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo (binnen het uur)- Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden.- Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)
Voorkeurstaaltype:	Sperma
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	Een druppel per onderzoek
Transportcondities:	Binnen het uur in labo brengen en bewaren tussen de 20°C-40°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Microscopisch onderzoek
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	8 u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja

Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>4 %

>4 %

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550034
Nomenclatuur: 550034 - 550045 B 350 Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans