

Concentratie spermatozoa

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel spermatozoa telling/mobiliteit : 772

Staal

Patiëntvoorbereiding:	<ul style="list-style-type: none">- Onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 tot 5 dagen.- Vooraleer tot de ejaculatie over te gaan, dient de man vooraf te wateren.- Voor de zaadlozing het potje ongeveer op lichaamstemperatuur brengen.- Het zaadmonster wordt opgewekt door masturbatie en rechtsreeks opgevangen in een steriel potje.- Het potje wordt meteen goed afgesoten en op lichaamstemperatuur gehouden tot afgifte in het labo (binnen het uur)- Wanneer een deel van het staal verloren is gegaan, dient dit gemeld te worden.- Voor een behoorlijke evaluatie moeten 2 semenmonsters worden onderzocht (interval van 7 dagen tot 3 maand)
Voorkeurstaaltype:	Sperma
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	Een druppel per onderzoek
Transportcondities:	Binnen het uur afgeven in het labo en bewaren tussen 20°C en 40°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Microscopisch onderzoek
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	8u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja

Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>15 x10⁶/ml

>15 x10⁶/ml

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550012
Nomenclatuur: 550012 - 550023 B 250 Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-01-30

Bart Glibert