

T-lymfocyten (CD3%)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Panel T-lymfocyten: 141

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype: 2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed
Minimum volume: 50 µl
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen
Urgentie: 24u
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 wk | 28.0-76.0 % | 28.0-76.0 % |
| 1 wk-2 md | 60.0-85.0 % | 60.0-85.0 % |
| 2 md-5 md | 48.0-75.0 % | 48.0-75.0 % |
| 5 md-9 md | 50.0-77.0 % | 50.0-77.0 % |
| 9 md-15 md | 54.0-76.0 % | 54.0-76.0 % |
| 15 md-24 md | 39.0-73.0 % | 39.0-73.0 % |
| 24 md-5 j | 43.0-76.0 % | 43.0-76.0 % |
| 5 j-10 j | 55.0-78.0 % | 55.0-78.0 % |
| 10 j-16 j | 52.0-78.0 % | 52.0-78.0 % |
| > 16 j | 60.0-87.0 % | 60.0-87.0 % |

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555693
 Nomenclatuur: 555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans