

G6PD (RBC)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: G6P.RBC

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen staal afnemen tijdens of net na hemolytische crisis aangezien jonge vormen van de RBC meer G6P-DH bevatten dan mature RBC en de uitgevoerde test op deze manier vals negatieve resultaten kan geven.

Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed

Alternatief Staalttype: Heparine

Minimum volume: 200 µl

Transportcondities: Verzending bij 2-8°C

Afnames instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg

Toestel: Enzymatische reactie

Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag tijdens werkuren

Antwoordtijd (dagen): 3

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	7.0-20.5 U/g Hb	7.0-20.5 U/g Hb

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541973
Nomenclatuur: 541973 - 541984 B 500 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym #(Maximum 5)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-27

Hannah Segers