

Triglyceriden

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 230

Staal

Patiëntvoorbereiding: Nuchtere patiënt
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: Vol bloed: 7 dagen bij KT° (stijgt erna)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatische colorimetrie bij 660/800nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

41-150 mg/dL

41-150 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 5% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 5% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl)

Zeer icterische stalen vermijden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541376
Nomenclatuur: 541376 - 541380 B 70 Doseran van triglyceriden #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau