

LAF-score

Aanvraag

Synoniemen: LAF-score
Aanvraag code LIS: 231 of AF.WBC

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Heparine
Alternatief Staaltype: EDTA
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities: 8 uur bij kamertemperatuur
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Manuele hematologie - Cytochemische kleuring en microscopie
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 48 uur
Urgentie: /
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	14-100 Index	14-100 Index

Extra informatie

Restricties:

- Anticoagulans (EDTA) interfereert met kleurreactie
- Stijging LAF-score : infectieuze leucocytosis, leucemoïde reactie, M.Vaquez, M.Hodgkin, aplastische anemie, myelofibrosis (meestal) e.a.
- Daling LAF-score : chronische myeloïde leucemie, paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie, AML, hereditary hypophosphatasia.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541973
Nomenclatuur: 541973 - 541984 B 500 Doseran van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym #(Maximum 5)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans