

IJzerbinding (TIBC) berekend

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 133

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800.1
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 uur
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

291-430 µg/dL

274-497 µg/dL

Extra informatie

Restricties:

TIBC is een berekening uitgaande van transferrine.
TIBC = 1.41 TRFE

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540573

Nomenclatuur: 540573 - 540584 B 150 Doseren van ijzer en bepalen van het ijzerbindend vermogen #(Maximum 1) (Cumulregel [15](#), [16](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.