

Foliumzuur

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 214

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine plasma
Minimum volume: 500 µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Volbloed: 30 minuten bij kamertemperatuur en 5 dagen bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 4u
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

4.0-20 µg/L

4.0-20 µg/L

Extra informatie

Restricties: Lichtgevoelig
Hemolyse: vals verhoogd
HAMA en heterofiele antilichamen kunnen interfereren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541435
Nomenclatuur: 541435 - 541446 B 250 Doseren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [303](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau