

CULTUUR ANAEROOB Wissers

Aanvraag

Synoniemen:	Anaal
	Decubituswonde
	Keel
	Neus
	Oog
	Oor
	Etter abces
	Perop. controle diep
	Perop. controle oppervlakkig
	Postop. diep
	Postop. oppervlakkig
	Rond catheder
	Sinus
	Vesikel/pustel
	Wonde oppervlakkig
	Bot
Aanvraag code LIS:	Prothese
	Kweek anaeroob:
	8323 (Decubituswonde)
	8363 (Oor)
	8453 (Etter abces)
	8373 (Perop. controle diep)
	8383 (Perop. controle oppervlakkig)
	8393 (Postop. diep)
	8413 (Postop. oppervlakkig)
	8423 (Rond catheter)
	8433 (Sinus)
	8443 (Vesikel/ pustel)
	8463 (Wonde oppervlakkig)
	8473 (Bot)
	8483 (Prothese)

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	2 ml

Transportcondities:	Vocht: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium. De tijd tussen staalname en verwerking hangt af van de hoeveelheid staal: >1 ml = binnen de 2u, 1 ml = binnen de 10min. ? Wisser: Voor een optimale levensvatbaarheid van de bacteriën, moet het staal binnen de 2u na staalname naar het laboratorium opgestuurd worden. De wisser mag tot 48u bij KT° of in de ijskast (KK-09) bewaard worden. Uitzondering: opsporing van Neisseria gonorrhoeae: max. 24u. ? Biopt: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium
---------------------	--

Analyse

Uitvoerend Labo:	
Toestel:	
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	Microscopie: 1 dag Kweek: 2-5 dagen
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:	Het is van primordiaal belang de aard van het monster aan te geven. Materiaal voor anaërobe kweek moet zo snel mogelijk geënt worden!
--------------	---

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

