

CULTUUR GISTEN Wisser

Aanvraag

Synoniemen:	Anaal
	Decubituswonde
	Keel
	Neus
	Oog
	Oor
	Etter abces
	Perop. controle diep
	Perop. controle oppervlakkig
	Postop. diep
	Postop. oppervlakkig
	Rond catheder
	Sinus
	Vesikel/pustel
	Wonde oppervlakkig
	Bot
Aanvraag code LIS:	prothese
	Kweek gisten:
	8316 (Anaal)
	8326 (Decubituswonde)
	8336 (Keel)
	8346 (Neus)
	8356 (Oog)
	8366 (Oor)
	8456 (Etter abces)
	8376 (Perop. controle diep)
	8386 (Perop. controle oppervlakig)
	8396 (Postop. diep)
	8416 (Postop. oppervlakkig)
	8426 (Rond catheter)
	8436 (Sinus)
	8446 (Vesikel/ pustel)
	8466 (Wonde oppervlakkig)
	8476 (Bot)
	8486 (prothese)

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 2 ml

Transportcondities: Vocht: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium. De tijd tussen staalname en verwerking hangt af van de hoeveelheid staal: >1 ml = binnen de 2u, 1 ml = binnen de 10min.

? Wissers: Voor een optimale levensvatbaarheid van de bacteriën, moet het staal binnen de 2u na staalname naar het laboratorium opgestuurd worden. De wissers mag tot 48u bij KT° of in de ijskast (KK-09) bewaard worden. Uitzondering: opsporing van Neisseria gonorrhoeae: max. 24u.

? Biopt: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium

Analyse

Uitvoerend Labo:

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): Microscopie: 1 dag
Kweek: 2-5 dagen

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Het is van primordiaal belang de aard van het monster aan te geven.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

Copyright © 2026 All rights reserved.