

CULTUUR MYCOBACTERIËN wisser

Aanvraag

Synoniemen:	anaal decubituswonde neus oog oor etter abces perop. controle diep perop. controle oppervlakkig postop diep postop oppervlakkig rond catheder sinus vesikel/pustel wonde oppervlakkig
Aanvraag code LIS:	Microscopie BK: ***4 Kweek BK: 8315 (Anaal) 8325 (Decubituswonde) 8345 (Neus) 8355 (Oog) 8365 (Oor) 8455 (Etter abces) 8375 (Perop. controle diep) 8385 (Perop. controle oppervlakig) 8395 (Postop.diep) 8415 (Postop. oppervlakkig) 8425 (Rond catheter) 8435 (Sinus) 8445 (Vesikel/ pustel) 8465 (Wonde oppervlakkig)

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Alternatief Staalttype:

Minimum volume: 2 ml

Transportcondities: Vocht: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium. De tijd tussen staalname en verwerking hangt af van de hoeveelheid staal: >1 ml = binnen de 2u, 1 ml = binnen de 10min.

? Wissar: Voor een optimale levensvatbaarheid van de bacteriën, moet het staal binnen de 2u na staalname naar het laboratorium opgestuurd worden. De wissar mag tot 48u bij KT° of in de ijskast (KK-09) bewaard worden. Uitzondering: opsporing van Neisseria gonorrhoeae: max. 24u.

? Biopt: Breng het staal zo rap mogelijk naar het laboratorium

Analyse

Uitvoerend Labo:

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie: 1x/dag

Antwoordtijd (dagen): 42 dagen

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Nee

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans