

Proteïne S (vrij)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 298

Staal

Patiëntvoorbereiding: Citraat plasma dubbel centrifugeren
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Ingevroren verzending
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: Immuno-Turbidimetrie / STAC-STAR
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>60 %

>60 %

70-148 %

50-134 %

Extra informatie

Restricties:

Criteria om stalen te verwerpen:

Stalen welke niet adequaat afgenomen of gemanipuleerd werden, moeten steeds als ongeschikt beschouwd worden, vb. heparinecontaminatie, meer dan 4 uur tussen afname en centrifugatie.

Lipemie, bilirubine en hemoglobine kunnen de analyse beïnvloeden.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

554153

Nomenclatuur:

554153 - 554164 B 300 Doseren van proteïne S #(Maximum 1)
(Diagnoseregel [20](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans