

## APC resistentie

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 296

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 500 µl  
Transportcondities: Ingevroren verzending  
Dubbel centrifugeren  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent  
Toestel: stolmethode - viscositeitsverandering (mechanisch):  
gemodificeerde methode volgens Dählback  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 7  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Enkel terugbetaling indien patiënt 55 jaar met een trombose,  
met familiale anamnese van recidiveren  
Accreditatie: Ja  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Dr Braeckvelt Thierry

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	>2.00 ratio	>2.00 ratio

### Extra informatie

Restricties:	Een staal wordt niet heringevoerd
--------------	-----------------------------------

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	554691
Nomenclatuur:	554691 - 554702 B 400 Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie #(Maximum 1)(Diagnosereg <sup>el</sup> <a href="#">20</a> )
	Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2024-11-02	Bart Havermans
------------	----------------