

Herpes simplex virus IgM

Aanvraag

Synoniemen: HSV IgM
Aanvraag code LIS: HSV.IgM.kwl_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 260µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1 Index	1 Index

Extra informatie

Restricties:

Bij deze test worden IgM antistoffen t.o.v. herpes simplex type 1 en type 2 opgespoord. Deze twee types kunnen echter niet van elkaar worden onderscheiden aan de hand van deze test.

Gezien er regelmatig vals positieve resultaten worden gezien bij de herpes simplex IgM test, is bij vermoeden van een recente infectie een tweede staalafname na minstens drie weken noodzakelijk om een IgG-seroconversie (van IgG-negatief naar IgG-positief) of een significante IgG-titerstijging (x 3-4) aan te kunnen tonen.

Bij reactivatie van het latente virus kan herpes simplex IgM meestal niet worden aangetoond.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0480

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans