

Magnesium erythrocytair

Aanvraag

Synoniemen: Magnesium intraerythrocytair
Aanvraag code LIS: MG.RBC

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Zware metalen
Alternatief Staaltype: EDTA
Minimum volume: 3 ml
Transportcondities: Betreft Oligo-elementen (O):
1 oligo-elemententube afnemen, opmengen en ongeopend aan het laboratorium bezorgen. Duidelijk op het aanvraagformulier vermelden welke analyse er bepaald moet worden en op welk staaltype, in dit geval in rode bloedcellen.

Betreft EDTA (E):
1 EDTA-tube afnemen, opmengen en bij voorkeur ongeopend aan het laboratorium bezorgen. Duidelijk op het aanvraagformulier vermelden welke analyse er bepaald moet worden en op welk staaltype, in dit geval in rode bloedcellen.

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2.08-3.00 mmol/L

2.08-3.00 mmol/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

540794

Nomenclatuur:

540794 - 540805 B 60 Dosereren van magnesium #(Maximum 1)

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau