

Antitrombine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 149

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Ingevroren verzending
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel:
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

80-125 %

80-125 %

Extra informatie

Restricties:

Criteria om stalen te verwerpen :

Stalen die niet adequaat afgenomen of gemanipuleerd werden moeten steeds als ongeschikt beschouwd worden, bv. heparinecontaminatie, meer dan 4 uur tussen afname en centrifugatie .

Lipemie, bilirubine en hemoglobine kunnen de analyse beïnvloeden.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

554094,554116

Nomenclatuur:

554094 - 554105 B 200 Doseran van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [20](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

554116 - 554120 B 125 Immunologisch doseren van antitrombine #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [20](#), [32](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans