

## Koper serum

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: CU.S

### Staal

Patiëntvoorbereiding: 1 serumtube afnemen. Duidelijk op het aanvraagformulier vermelden welke analyse er bepaald moet worden en op welk staaltype, in dit geval in serum/plasma.

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 1 Serum tube

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Antwoordtijd (dagen): 7

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV:

Accreditatie: Ja

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

70-170 µg/dL

70-170 µg/dL

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540396  
Nomenclatuur: 540396 - 540400 B 300 Doseren van koper door  
atoomabsorptie spectrometrie #(Maximum 1) (Cumulregel [14](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans