

Alfa 2 antiplasmine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: A2AP

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Diepgevroren verzending
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Stolling UZ Gasthuisberg
Toestel: ACL TOP 700/750 (Werfen) - Chromogene test
Uitvoeringsfrequentie: 1x/maand (hangt af van aantal stalen)
Antwoordtijd (dagen): 30
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja voor mensen met bloedingsdiabetisch
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

80-120 %

80-120 %

Extra informatie

Restricties: Ernstig beïnvloed door hemolyse.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 545134
Nomenclatuur: 545134 - 545145 B 1500 Doseran van alfa2-antiplasmin
#(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [136](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans