

Kalium(Eiwit-lipiden correctie)

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 171

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Alternatief Staalttype: Heparine-plasma (HP)

Minimum volume: 200µl

Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie

Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u

Antwoordtijd (dagen): 4u

Urgentie: 90min

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3.5-5.1 mmol/L

3.5-5.1 mmol/L

Extra informatie

Restricties:

Anticoagulans, bewaringsmiddelen, drugs, ... kunnen interfereren.
Lipemische/hemolytische stalen vermijden.
Hyperlipemische (+3) stalen centrifugeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-05-21

Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.