

Albumine CSV

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 487

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 0.2 ml
Stabiliteit (dagen): 3.0
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B51A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800
Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md	130 mg/dL	130 mg/dL
1 md-4 j	0-45 mg/dL	0-45 mg/dL
> 4 j	10-30 mg/dL	10-30 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Glucose (3000mg/dl), creatinine (300mg/dl), urea (50000mg/dl), Hb (500 mg/dl), Bili (40mg/dl), ...
Troebele stalen eerst afdraaien!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544213
Nomenclatuur: 544213 - 544224 B 300 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode #(Maximum 3)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau